

Ризодег® ФлексТач® 100 единици/ml

Раствор за инјектирање во наполнето пенкало
70% insulin degludec / 30% insulin aspart
За поткожна употреба.

Дизајнирано е да се употребува со иглите за една употреба НовоФајн или НовоТвист со должина до 8 мм.

Игли не се вклучени во пакувањето.

Состав:

Едно наполнето пенкало содржи 300 единици инсулин деглудек / инсулин аспарт во 3 ml раствор
1 ml раствор содржи 100 единици инсулин деглудек/инсулин аспарт (еквивалентни на 2,56 mg/1,05 mg).

Листа на ексципиенси:

Глицерол, метакресол, фенол, натриум хлорид, цинк ацетат, хидрохлорна киселина и натриум хидроксид (за pH прилагодување) и вода за инјекција

Пакување:

5 наполнети инјекциски пенкала со патрон x 3ml/кутија

Предупредување:

Лекот да се чува на места достапни за децата!
Прочитајте го внатрешното упатство пред употреба
За употреба од страна на една личност.
Да не се извлекува производот од пенкалото.
Да се употребува само чист, безбоен раствор.

Начин на чување:

Да се чува во фрижидер (2°C – 8°C).

Да не се замрзнува.

После првото отворање: Да не се чува на температура над 30°C. Може да се чува во фрижидер (2°C – 8°C). Да се искористи во рок од 4 недели.
Чувајте го пенкалото со капачето ставено на него, за да го заштитите од светлина.
После секоја апликација, отстранете ја иглата.

Начин на издавање: Лекот може да се издава во аптека, само на рецепт.

Број на серија:**Рок на употреба:****Број на решение:**

АТЦ код: A10AD06

EAN код: 5319991025929

Носител на одобрение за пуштање на серија во промет:

Ново Нордиск Фарма дооел,
ул. Никола Кљусев бр.11, 1000 Скопје
Тел. +389 2 2400 202

Увозник:

